

Transcripción Hoja Azalea:

Soluciones

Cultivo Celular:

☐ 1. BHI líquido (TA)

- BHI: 11.1 g
- H₂O milliQ: 300 ml
- Esterilizar: Autoclavar

$$\begin{array}{rcl} 37 \text{ g BHI} & \text{---} & 1000 \text{ ml} \\ x = 9,25 \text{ g} & \text{---} & 250 \text{ ml} \end{array}$$

☐ 2. BHI agar (TA)

- BHI: 11.1 g
- H₂O milliQ: 300 ml
- Agar: 4.5 g
- Esterilizar: Autoclavar
- Nota: Para 500 ml → 18.5 g BHI + 7.5 g agar

$$P2 \times 250 \text{ ml} : 9,25 \text{ g BHI.}$$

$$\text{Agar} : 3,75 \text{ g BHI to agar.}$$

☐ 3. Kanamicina (Stock 50 mg/ml) (-20 °C)

- Kanamicina: 0.5 g
- H₂O milliQ: 10 ml
- Procesamiento: Filtrar (0.2 µm) y alicuotar

☐ 4. Glicerol 50 % (TA)

- Glicerol: 50 ml
- H₂O milliQ: 100 ml
- Esterilizar: Autoclavar

☐ 5. RNAsa (10 mg/ml) (-20 °C)

- RNAsa: 10 mg
- H₂O milliQ: 1 ml
- Cf: 0.01 mg/ul

☐ 6. DNAsa (5 mg/ml) (-20 °C)

- DNAsa: 10 mg
- H₂O milliQ: 2 ml
- Cf: 0.005 mg/ul

☐ 7. IP (inhibidor proteasa)(25×) (-20 °C)

- Tableta: 1 tableta
- H₂O milliQ: 1 ml
- Cf: 1×

☐ 8. Lisozima (100 mg/ml) (-20 °C)

- Lisozima: 200 mg
- H₂O milliQ: 2 ml
- Cf: 1 mg/ml

- ☐ Para 5ml de buffer:
 - 5 μ l RNAsa / DNAsa
 - 200 μ l IP
 - 50 μ l lisozima

☐ 9) Medio Minimo a CG XII

☐ 9.1) Stock ET (elementos traza) 100 mM (TA)

- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 0,2780 g ✓ 0,2783
- $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$: 0,1690 g ✓ 0,1715
- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 0,2875 g ✓ 0,2856
- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 0,2497 g 0,248
- $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$: 0,2777 g (Calculado por mi da: 0,2377) ✓ 0,235
- Disolver cada masa en agua milliQ hasta 10 mL, filtrar 0.2 μm , y almacenar en falcon de 15ml.

☐ 9.2) Stock ET 100 $\times$ (GA, TA)

- 359.7 μL de FeSO_4
- 591.6 μL de MnSO_4
- 34.8 μL de ZnSO_4
- 12.5 μL de CuSO_4
- 0.8 μL de NiCl_2
- Completar con H_2O milliQ hasta 10 mL.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar. $\xrightarrow{3}$ Alícuotas de 10ml

☐ 9.3) MgSO_4 1 M (TA)

- $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 2.5 g 2,6
- Disolver en 10 mL H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.

☐ 9.4) CaCl_2 90mM (TA)

- $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 0.1 g
- Disolver en 10 mL H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.

☐ 9.5) Sacarosa 40%

- Sacarosa: 40 g
- Disolver en 100 mL H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.

☐ 9.6) Gluconato 40%

- Gluconato : 40 g
- Disolver en 100 mL H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.

) $\rightarrow$ Al final

☐ 9.7) CG XII MM Salts 5x (TA)

- X 2 → 7L !!*
- $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: 50 g *100g ✓*
 - Urea: 12.5 g *25g ✓*
 - KH_2PO_4 : 2.5 g *5g ✓*
 - K_2HPO_4 : 2.5 g *5g ✓*
 - MOPS: 100 g *200g ✓*
 - Disolver todos los componentes en 500 mL de H_2O milliQ.
 - Ajustar pH a 7.
 - Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.

☐ 9.8) CG XII MM Stock (4 °C)

- Salts 5x: 200 mL
- Biotina 0.2 mg/mL: 1 mL
- CaCl_2 90 mM: 1 mL
- MgSO_4 1 M: 1 mL
- Sacarosa: 100 mL *✓*
- Completar con H_2O milliQ hasta 1 L
- Disolver y mezclar a 4 °C
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.

*Pesar 4
10g*

☐ 9.9) DHB 3 mg/ml (-20°C)

- Disolver 0.3 g en 100 mL H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.
- Uso típico:
 - 20 μL por 2 mL de medio.
 - 60 μL por 15 mL ($\approx$ 1 mM final).

→ 10 aliquotas 100 μL cada una

☐ 9.10) Biotina 0.2 mg/mL (-20 °C)

- Pesar 0.01 g de biotina.
- Disolver en 50 mL de H_2O milliQ.
- Filtrar 0.2 μm y alicuotar.
- Conservar a -20 °C.

0,01g

→ 5 aliquotas 100 μL cada una

☐ Al momento de uso (para 50 mL de CGXII 1x):

- 500 μL de DHB
- 500 μL de ET 100x.
- ~~25 μL de Kanamicina~~
- ~~Gluconato 40 %: para 1% 1,25 mL~~

completar con stock

☐ 10) Sorbitol 50 % (TA)

- Pesar 50 g de sorbitol.
- Disolver en 100 mL de H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.
- Guardar a temperatura ambiente (TA).

☐ 11) Glucosa 40 % (TA)

- Pesar 40 g de glucosa.
- Disolver en 100 mL de H_2O milliQ.
- Filtrar (0.2 μm) y alicuotar.
- Guardar a TA.

K OH → 700 mL SM → 32,06g

☐ 12) Tween-80 10 % (TA)

- Medir 10 mL de Tween 80.
- Completar hasta 100 mL con H₂O milliQ.
- Filtrar (0.2 µm) y alicuotar.
- Guardar a TA.

☐ 13) Glicina 20 % (TA)

- Pesar 20 g de glicina.
- Disolver en 100 mL de H₂O milliQ.
- Filtrar (0.2 µm) y alicuotar.
- Guardar a TA.
 - Nota: “40 % (OK)” → también puede usarse una solución de 40 g / 100 mL según la aplicación.